

変更製品の流通時期のご案内

血漿分画製剤(生理的組織接着剤)

ベリプラスト® P コンビセット 組織接着用

この度、ベリプラスト®P コンビセット 組織接着用に添付しております「ベリプラスト®調製器セット」3mL 用および 5mL 用につきまして、下記の通りご案内申し上げます。

2011 年 5 月


■ 変更内容

ベリプラスト® 調製器セット

(ベリプラストP コンビセット組織接着用)

(3mL 用)(5mL 用)の変更

- 「アプライ用シリンジ」の形状を変更致しました。
- 「プランジャーホルダー」の厚みを 0.5mm 薄く致しました。
- 「バレルホルダー」とフォークコネクターおよびアプライ用シリンジとの嵌合部を変更致しました。



変更製品の製造番号および出荷予定時期

製品名	包装	統一商品コード	製造番号	出荷予定時期
ベリプラスト P コンビセット 組織接着用	3mL 製剤 1 セット	731141126	609062A	2011 年 6 月下旬
	5mL 製剤 1 セット	731141133	609069A	2011 年 7 月中旬

※「ベリプラスト調製器セット」の仕様変更の製造番号は、3mL 用(10P17)、5mL 用(10R27)となります。

※「ベリプラスト調製器セット」0.5mL 用および 1mL 用は変更ありません。

※個装箱、ダンボールのサイズは変更ありません。

※在庫の関係で流通時期がずれるかと思われますので、ご了承の程お願い申し上げます。

以上